

The background is a soft, pink-toned watercolor wash. In the lower-left quadrant, there is a faint, artistic rendering of a human face, focusing on the eyes and lips. The colors are muted and blended, creating a gentle, ethereal atmosphere. A thin, vertical pink line runs down the right side of the page, partially overlapping the text.

~~APTOS~~

# excellence

Armieren mit  
resorbierbaren  
Bio-Fäden  
für Gesichts- und  
Körper-Verjüngung



Aptos Excellence — ist eine revolutionäre Methode des Armierens von Gesicht und Körper mit Hilfe von resorbierbaren Bio-Fäden aus Caprolacton.

Caprolacton wird innerhalb von 360 Tagen vollständig aus dem Körper ausgeschieden. Ein Bestandteil ist die L-Milchsäure mit einem zusätzlichen Verjüngungseffekt - der Anregung von natürlicher Gewebe-Revitalisierung und der Blockierung des Alterungsprozesses.

**Aptos Verjüngungs-Methoden** werden seit über 15 Jahren immer wieder verfeinert, dabei öffnen sich immer mehr Möglichkeiten für Behebung von Altersveränderungen. Die Hautareale mit dünner Hautschicht und wenig Fettgewebe bedürfen spezieller und diffizilerer Korrektur-Ansätze.

Dank den großen Erfahrungen in der Arbeit mit Aptos-Fäden und den Ergebnissen aus der Wissenschaftsarbeit haben wir nun das vollendete Produkt für das Armieren von Gesicht, Körper und speziellen Zonen - **Aptos Excellence**.

# 1

## Innovation

Die Faden-Struktur wurde weiterentwickelt: Die Dicke der Widerhaken wurde bezüglich ihrer Anordnung entlang der Fäden und der Anbringwinkel optimiert. Diese Modernisierung macht die Fäden noch stabiler, und dessen Verwendung - noch effektiver. Speziell für Armierung der sehr hellen oder dünnen Haut mit ungenügendem Fettgewebe wurden Fäden mit Knötchen entwickelt.

# 2

## Sofort-Effekt

Das Resultat ist sofort nach der Prozedur zu sehen: Die Haut strafft sich, wird elastisch und glatt. Mit der Zeit wird dieser Effekt verstärkt und bleibt bis zu 2 Jahren\*, die Rehabilitationsphase verkürzt sich\*\*.

\* Kann aufgrund individueller Besonderheiten des Patienten und seiner Lebensart variieren.  
\*\* In Vergleich mit anderen Aptos-Methoden

# 3

## Minimale Traumatisierung

Nun ist die Traumatisierung der Prozedur auf ein Minimum reduziert: Für die Durchführung der Korrektur ist nur ein Einstich notwendig, der auch keine Spuren auf der Haut hinterlässt, und die Mini-Kanülen mit atraumatischer Spitze, speziell für die Excellence-Produkte entwickelt, delaminieren das Gewebe, ohne es zu schädigen. Die Verlängerung des Fadens ermöglicht einen Einstich im Haaransatz, somit ist auch direkt nach der Prozedur die Einstichspur nicht zu erkennen.

The background is a soft, pinkish-red watercolor wash. In the upper left, the numbers '4' and '5' are painted in a thick, expressive style. The overall texture is painterly and artistic.

## Effektivität

Ihrer Einfachheit nach ist die Prozedur mit einer traditionellen kosmetischen Injektion-Methode vergleichbar, ihrer Effektivität nach - mit einem chirurgischen Eingriff.

## Rationalität

Die Methode ist anwendbar bei Frauen und Männer, die ein aktives Leben führen, Wert auf ihre Gesundheit legen und nicht bereit sind, viel Zeit in die Rehabilitation zu investieren.



### Korrektur-Zonen:

1. Augenbrauen-Bereich
2. Wangen- Bereich
3. Mentaler Bereich
4. Hals



~~APTOS~~  
excellence  
Visage

Bio-resorbierbare Fäden  
mit Widerhaken zur  
Revitalisierung

Aptos Excellence Visage ist ein neuer Abschnitt der minimalinvasiven ästhetischen Medizin. Das Produkt hat eine spezielle Konfiguration der Widerhaken, die hier spirallinienförmig entlang des Fadens gesetzt wurden. Jeder weiterer Widerhaken ist in die entgegengesetzte Richtung gerichtet, was eine sichere Fixierung ermöglicht, das Gewebe errafft sich auf jedem Mikroabschnitt des Fadens. Die Faden-Verlängerung (bis zu 20 cm) erlaubt es, neue Abschnitte aufzugreifen und den Einstich in lateralen Gesichtsbereichen durchzuführen - an der Haarwuchsgrenze.



In einer Verpackung:  
Kanüle 0,9 x 150mm (10 St.)  
Nadel 1,2 x 40mm  
Caprolacton-Faden mit Widerhaken  
EP 3 - USP 2/0

~~APTOS~~

# excellence

## *Elegance*

Bio-resorbierbare Fäden mit  
Widerhaken für Armieren  
von Weichteilen

Aptos Excellence Elegance — ist eine nicht-chirurgische Prozedur, die effektiv die Alterungsprozesse von Weichteilen im Gesicht und Körper korrigiert. Das ist die erste Aptos-Methode, die es erlaubt, Weichteile ohne eine Verschiebung zu armieren.

Der resorbierbare Faden mit Widerhaken wird subkutan mit Hilfe einer Führungsnadel in die Weichteile ein- und in einer erforderlichen Stelle wieder raus geführt.

Die Anzahl der Fäden und das Muster der Einführung bestimmt der Arzt, je nach Ausgangsbeschaffenheit der Haut und der zu korrigierenden Zone.



In einer Verpackung:  
Caprolacton-Fäden mit  
Widerhaken  
USP 2/0 x 120mm (7 St.)





1

**Korrektur-Zonen:**

1. Gesicht
2. Hals
3. Bauch
4. Innenseite der Oberschenkel
5. Innenseite der Arme

### Korrektur-Zonen:

1. Augenbrauen-Bereich
2. „Marionetten-Falten“
3. Submentaler Bereich
4. Hals
5. Dekolleté-Bereich



~~APTOS~~

# excellence *Contour*

Bio-resorbierbare Fäden  
mit Knötchen zur  
Revitalisierung

Aptos Excellence Contour sind dünner als alle anderen Aptos-Fäden und sind anstatt mit Widerhaken, mit Knötchen ausgestattet, die das Abgleiten verhindern und den Faden in den Weichteilen sicher fixieren.

Die Methode passt für Behebung von Alterserscheinungen im Bereich der Augenbrauen, des Mundes, im Dekolleté- und Hals-Bereich, kann aber auch mit Erfolg in jeder anderen Körperzone verwendet werden.

**Aptos Excellence Contour**-Fäden stimulieren die Fibroblasten zur Kollagen-Produktion (Neokollagenese und Neoangiogenese), das fibröse Gewebe fixiert zusätzlich die Haut in der gewünschten Position.



In einer Verpackung:  
Kanüle 10 × 150 mm (10  
St.)  
Nadel 12 × 40 mm  
Caprolacton-Fäden mit  
Knötchen  
EP 3 - USP 5/0

~~APTOS~~

# excellence Body

Bio-resorbierbare Fäden  
mit Widerhaken zur  
Revitalisierung

Dieser Faden ist speziell für den Körper unter Berücksichtigung des Aufbaus der Haut und der subkutaner Strukturen entwickelt worden. Die Verwendung des langen Fadens (20cm) mit Widerhaken erlaubt ein 3D-Armieren der Regionen mit Gewebeerschaffung und einem Bedarf der Ptosis-Profilaxe durchzuführen.

Die Prozedur stärkt nicht nur das Gewebe, sondern macht die Haut elastisch und straff, verbessert sichtbar die Hautqualität. Das ist besonders wichtig bei rauer Haut oder Zellulitis.



In einer Verpackung:  
Kanüle 10 × 200 mm (10 St.)  
Nadel 1,2 × 40 mm  
Caprolacton-Faden mit  
Widerhaken  
EP 3 - USP 4/0

**Korrektur-Zonen:**

1. Innenseite der Arme
2. Innenseite der Oberschenkel
3. Bauch
4. Brust



# Aptos Excellence Training Pack

## KNOW HOW

„Europa-Aptos“ führt deutschlandweit Schulungen und Trainings-Seminare durch. Wenn Sie Interesse haben - kontaktieren Sie uns!

Produkte und Methoden sind in Europa patentiert und zertifiziert (Patent Nr. 1075843, Patent Nr. 202211185).

Erstmalig ist der Einsatz der Aptos-Fäden nach der Excellence-Methode so einfach, das die Spezialisten\* dafür keine extra Ausbildung benötigen.

Beim Kauf vom **Excellence Training Pack** in Kombination mit jedem Excellence-Produkt bekommen Sie folgende Schulungsmaterialien: Videokurs; Handbuch; Kanülen-Set unsteril mit Fäden; Schaumstoff-Modell zum Üben; ein Zertifikat das Ihnen erlaubt, diese Prozeduren durchzuführen und kosmetische Aptos Excellence Produkte zu erwerben.

Um mit anderen Aptos-Methoden arbeiten zu dürfen, benötigen Sie Schulungskurse, die von „Europa-Aptos“ regelmäßig veranstaltet werden - auf Wunsch auch bei Ihnen in der Praxis.



### **In der Verpackung:**

1. Aptos Model
2. Unsterile Aptos-Übungsmaterialien
3. Produkt aus der Serie Excellence
4. Schulungs-DVD
5. Handbuch
6. Sterile Instrumente
7. Zertifikat

\*für Spezialisten mit Aptos- oder Light Lift-Zertifikat





**Europa-Aptos  
Zentrum für minimal-invasive  
Technologien**

Rankestr. 2 10789 Berlin

[www.europa-aptos.de](http://www.europa-aptos.de)

Tel.: +49 1516647 2822

Mail: [europa.aptos@yahoo.de](mailto:europa.aptos@yahoo.de)